



Conetto Lullaby easy

Conetti medicali

C O N E A S Y

Minimo: 3.000

Colori: Trasparente

Materiale: PC - Policarbonato medicale

Descrizione

Conetto/impugnatura con alette laterali "easy".

Note

Disponibile anche in altri materiali e dimensioni su richiesta.

| COD. | GAUGES | ØCANULA | COLORE | NOTE |
|-----------|--------------------|---------|-------------|-----------------------------------|
| CONEASY14 | 14G | 2,00 mm | Trasparente | Non necessita inserimento boccola |
| CONEASY15 | 15G | 1,80 mm | Trasparente | Non necessita inserimento boccola |
| CONEASY16 | 16G | 1,60 mm | Trasparente | Non necessita inserimento boccola |
| CONEASYCS | FROM 17G TO 27G | | Trasparente | *Vedere boccole |