



Guida ago

Minimo: 3.000

Colori: Vari colori

Materiale: ABS medicale

Descrizione

Guida ago

N G B _ _ G

COD.	GAUGES	ØCANULA	COLORE	NOTE
NGB11G	11G	2,90 mm	Verde scuro	
NGB13G	13G	2,25 mm	Rosso	
NGB14G	14G	1,70 mm	Verde chiaro	
NGB16G	16G	1,30 mm	Bianco	
NGB18G	18G	1,00 mm	Rosa	
NGB20G	20G	0,65 mm	Giallo	