



Achteckig nadel-griff

CANAOT

Minimum: 3.000

Farben: Transparent

Material: PC

Beschreibung: achteckig nadel-griff, achteckig anatomisch handgriff für biopsie nadeln

Anmerkungen: andere materialen und gröÙe auf nachfrage verfügbar

COD.	GAUGES	ØKANÜLE	FARBE	ANMERKUNGEN
CANAOT14	14G	2,00 mm	Transparent	keine büchse gebraucht
CANAOT15	15G	1,80 mm	Transparent	keine büchse gebraucht
CANAOT16	16G	1,60 mm	Transparent	keine büchse gebraucht
CANAOTCS	VON 17G BIS 27G		Transparent	büchse sehen