



Anschluss 90° rohr zu rohr

S T 2 3 5

Minimum: 3.000

Farben: weiß

Material: nylon

Beschreibung: anschluss 90° rohr zu rohr

Anmerkungen: andere materialen, größe und farben auf nachfrage verfügbar

COD.	GAUGES	ØKANÜLE	FARBE	ANMERKUNGEN
235_16	1,6 mm	/	weiß	
235_24	2,4 mm	/	weiß	
235_32	3,2 mm	/	weiß	
235_40	4,0 mm	/	weiß	
235_48	4,8 mm	/	weiß	
235_64	6,4 mm	/	weiß	