



Conetto anatomico

Conetti medicali

C O N A N A

Minimo: 3.000

Colori: Trasparente

Materiale: PC - Policarbonato medicale

Descrizione

Conetto anatomico, impugnatura anatomica per aghi

Note

Disponibile anche in altri materiali e dimensioni su richiesta.

COD.	GAUGES	ØCANULA	COLORE	NOTE
CONANA14	14G	2,00 mm	Trasparente	Non necessita inserimento boccola
CONANA15	15G	1,80 mm	Trasparente	Non necessita inserimento boccola
CONANA16	16G	1,60 mm	Trasparente	Non necessita inserimento boccola
CONANACS	FROM 17G TO 27G		Trasparente	*Vedere boccole