



Lullaby easy nadel-griff
Medizinische nadel-griff

C O N E A S Y

Minimum: 3.000

Farben: transparent

Material: pc

Beschreibung: nadel-griff/ handgriff mit seitlichen easy flügeln

Anmerkungen: andere materialen und gröÙe auf nachfrage verfügbar

COD.	GAUGES	ØKANÜLE	FARBE	ANMERKUNGEN
CONEASY14	14G	2,00 mm	transparent	keine buchse gebraucht
CONEASY15	15G	1,80 mm	transparent	keine buchse gebraucht
CONEASY16	16G	1,60 mm	transparent	keine buchse gebraucht
CONEASYCS	von 17G bis 27G		transparent	*buchse sehen