



Moon Nadel-Griff Medizinische Nadel-Griff

C O N M O

Minimum: 3.000

Farben: Transparent

Material: Pc

Beschreibung: moon Nadel-Griff, Handgriff für biomedizinischen Nadeln mit seitlichen runden Flügeln

Anmerkungen: andere materialen und größe auf Nachfrage verfügbar

COD.	GAUGES	ØKANÜLE	FARBE	ANMERKUNGEN
CONMO14	14G	2,00 mm	Transparent	keine Buchse gebraucht
CONMO15	15G	1,80 mm	Transparent	keine Buchse gebraucht
CONMO16	16G	1,60 mm	Transparent	keine Buchse gebraucht
CONMOCS	FROM 17G TO 27G		Transparent	*Buchse sehen