



## Conetto Moon

### Conetti medicali

C O N M O

**Minimo:** 3.000

**Colori:** Trasparente

**Materiale:** PC - Policarbonato medicale

**Descrizione**

Conetto "Moon", elemento di presa per aghi biomedicali con alette laterali tonde

**Note**

Disponibile anche in altri materiali e dimensioni su richiesta.

COD.	GAUGES	ØCANULA	COLORE	NOTE
CONMO14	14G	2,00 mm	Trasparente	Non necessita inserimento boccola
CONMO15	15G	1,80 mm	Trasparente	Non necessita inserimento boccola
CONMO16	16G	1,60 mm	Trasparente	Non necessita inserimento boccola
CONMOCS	FROM 17G TO 27G		Trasparente	*Vedere boccole