



Drehbar lullaby Nadel-Griff Medizinische Nadel-Griff

CONREV

Minimum: 3.000

Farben: Transparent

Material: Pc

Beschreibung: "lullaby" Nadel-Griff - Handgriff für medizinische Nadeln mit Flügel für erleichterten Griff und drehbare Kappe

Anmerkungen: andere Materialien und Größe auf Nachfrage verfügbar

COD.	GAUGES	ØKANÜLE	FARBE	ANMERKUNGEN
CONREV14	14G	2,00 mm	Transparent	keine Buchse gebraucht
CONREV15	15G	1,80 mm	Transparent	keine Buchse gebraucht
CONREV16	16G	1,60 mm	Transparent	keine Buchse gebraucht
CONREVC	von 17g bis 27g		Transparent	*Buchse sehen