



Conetto Lullaby girevole

Conetti medicali

C O N R E V

Minimo: 3.000

Colori: Trasparente

Materiale: PC - Policarbonato medicale

Descrizione

Conetto "Lullaby" - impugnatura per aghi biomedicali con alette per presa facilitata e ghiera girevole

Note

Disponibile anche in altri materiali e dimensioni su richiesta.

COD.	GAUGES	ØCANULA	COLORE	NOTE
CONREV14	14G	2,00 mm	Trasparente	Non necessita inserimento boccola
CONREV15	15G	1,80 mm	Trasparente	Non necessita inserimento boccola
CONREV16	16G	1,60 mm	Trasparente	Non necessita inserimento boccola
CONREVC5	FROM 17G TO 27G		Trasparente	*Vedere boccole