



Rund nadel-griff Medizinische nadel-griff

CONTON

Minimum: 3.000 Farben: transparent

Material: pc

Beschreibung: rund nadel-griff/ rund handgriff

für biopsie nadeln

Anmerkungen: andere materialen und größe auf

nachfrage verfügbar

| COD. | GAUGES | ØKANÜLE | FARBE | ANMERKUNGEN |
|----------|--------------------|---------|-------------|---------------------------|
| CONTON14 | 14G | 2,00 mm | Transparent | keine buchse gebraucht |
| CONTON15 | 15G | 1,80 mm | Transparent | keine buchse gebraucht |
| CONTON16 | 16G | 1,60 mm | Transparent | keine buchse gebraucht |
| CONTONCS | FROM 17G TO 27G | | Transparent | *buchse sehen |