



## Conetto tondo

### Conetti medicali

C O N T O N

**Minimo:** 3.000

**Colori:** Trasparente

**Materiale:** PC - Policarbonato medicale

**Descrizione**

Conetto tondo/impugnatura tonda per ago da biopsia

**Note**

Disponibile anche in altri materiali e dimensioni su richiesta.

COD.	GAUGES	ØCANULA	COLORE	NOTE
CONTON14	14G	2,00 mm	Trasparente	Non necessita inserimento boccola
CONTON15	15G	1,80 mm	Trasparente	Non necessita inserimento boccola
CONTON16	16G	1,60 mm	Trasparente	Non necessita inserimento boccola
CONTONCS	FROM 17G TO 27G		Trasparente	*Vedere boccole