



Alette

Alette medicali

F A R F A

Minimo: 3.000

Colori: Vari colori

Materiale: ABS medicale

Descrizione: Farfalla per conetto rettangolare

Note: Disponibile anche in altri materiali e dimensioni su richiesta.

COD.	GAUGES	ØCANULA	COLORE	NOTE
FARFA14G	14G	/	Verde scuro	Per conetto rett.
FARFA15G	15G	/	Blu	Per conetto rett.
FARFA16G	16G	/	Bianco	Per conetto rett.
FARFA17G	17G	/	Rosso	Per conetto rett.
FARFA18G	18G	/	Rosa	Per conetto rett.
FARFA19G	19G	/	Beige	Per conetto rett.
FARFA20G	20G	/	Giallo	Per conetto rett.
FARFA21G	21G	/	Verde chiaro	Per conetto rett.
FARFA22G	22G	/	Nero	Per conetto rett.
FARFA23G	23G	/	Azzurro	Per conetto rett.
FARFA24G	24G	/	Viola (Malva)	Per conetto rett.
FARFA25G	25G	/	Arancione	Per conetto rett.
FARFA26G	26G	/	Marrone	Per conetto rett.
FARFA27G	27G	/	Grigio	Per conetto rett.