



Medizinisch Accessoire

P B _ _ G

Minimum: 3.000

Farben: Transparent

Material: Acryl

Beschreibung: Buchse für universalen Nadel-Griff Durchmesser

Anmerkungen: paaren zum universalen Nadel-Griff

COD.	GAUGES	ØKANÜLE	FARBE	ANMERKUNGEN
PB17G	17G	1,47 mm	Transparent	für universalen Nadel-Griff (alle Modellen)*
PB18G	18G	1,27 mm	Transparent	*
PB19G	19G	1,10 mm	Transparent	*
PB20G	20G	0,90 mm	Transparent	*
PB21G	21G	0,80 mm	Transparent	*
PB22G	22G	0,70 mm	Transparent	*
PB23G	23G	0,60 mm	Transparent	*
PB24G	24G	0,55 mm	Transparent	*
PB25G	25G	0,50 mm	Transparent	*
PB26G	26G	0,45 mm	Transparent	*
PB27G	27G	0,40 mm	Transparent	*