



## Boccole

### Accessori medicali

P B \_ \_ G

**Minimo:** 3.000

**Colori:** Trasparente

**Materiale:** Acrilico

#### Descrizione

Boccola che definisce il diametro interno dei conetti universali

#### Note

Da abbinare al conetto universale

COD.	GAUGES	ESTERNO ØCANULA	COLORE	NOTE
PB17G	17G	1,47 mm	Trasparente	Da inserire nei conetti universali (tutti i modelli)*
PB18G	18G	1,27 mm	Trasparente	*
PB19G	19G	1,10 mm	Trasparente	*
PB20G	20G	0,90 mm	Trasparente	*
PB21G	21G	0,80 mm	Trasparente	*
PB22G	22G	0,70 mm	Trasparente	*
PB23G	23G	0,60 mm	Trasparente	*
PB24G	24G	0,55 mm	Trasparente	*
PB25G	25G	0,50 mm	Trasparente	*
PB26G	26G	0,45 mm	Trasparente	*
PB27G	27G	0,40 mm	Trasparente	*