



## Mini Stopper

### Medizinische Stopper

S T 2 1 1 \_

**Minimum** : 3.000

**Farben:** viele Farben

**Material:** medizinische Gummi

**Beschreibung:** sliding Stopper für biomedizinische Nadeln, benutzt als Tiefe Zeiger von Nadel Penetration

**Anmerkungen:** andere Durchmesser auf Nachfrage verfügbar

COD.	GAUGES	ØKANÜLE	FARBE	ANMERKUNGEN
ST211_14	14G	2,00 mm	Dunkel Grün	
ST211_15	15G	1,80 mm	Blau	
ST211_16	16G	1,60 mm	Weiß	
ST211_17	17G	1,46 mm	Rot	
ST211_18	18G	1,26 mm	Rosa	
ST211_19	19G	1,10 mm	Beige	
ST211_20	20G	0,90 mm	Gelb	
ST211_21	21G	0,80 mm	Hell Grün	
ST211_22	22G	0,70 mm	Schwarz	