



## Mini stopper Stoppers medicali

S T 2 1 1 \_

**Minimo:** 3.000

**Colori:** Vari colori

**Materiale:** Gomma medica

**Descrizione:** Sliding stopper per aghi biomedicali, usato come indicatore della profondità di penetrazione dell'ago.

**Note** Disponibile anche altri diametri su richiesta.

COD.	GAUGES	ØCANULA	COLORE	NOTE
ST211_14	14G	2,00 mm	Verde scuro	
ST211_15	15G	1,80 mm	Blu	
ST211_16	16G	1,60 mm	Bianco	
ST211_17	17G	1,46 mm	Rosso	
ST211_18	18G	1,26 mm	Rosa	
ST211_19	19G	1,10 mm	Beige	
ST211_20	20G	0,90 mm	Giallo	
ST211_21	21G	0,80 mm	Verde chiaro	
ST211_22	22G	0,70 mm	Nero	