



## Raccordo dritto tubo filetto

### Raccordi medicali

S T 2 3 0

**Minimo:** 3.000

**Colori:** Bianco

**Materiale:** Nylon

**Descrizione**

Raccordo dritto tubo filetto

**Note**

Disponibile anche in altre dimensioni, colori e materiali su richiesta.

COD.	GAUGES	ØCANULA	COLORE	NOTE
230-3214	3,2 mm	/	Bianco	Filetto 1/4
230-4014	4,0 mm	/	Bianco	Filetto 1/4
230-4814	4,8 mm	/	Bianco	Filetto 1/4
230-6414	6,4 mm	/	Bianco	Filetto 1/4
230-2418	2,4 mm	/	Bianco	Filetto 1/8
230-3218	3,2 mm	/	Bianco	Filetto 1/8
230-4018	4,0 mm	/	Bianco	Filetto 1/8
230-4818	4,8 mm	/	Bianco	Filetto 1/8