



## Stopper Medizinische Stopper

**S T O P P**

**Minimum:** 3.000

**Farben:** viele Farben

**Material:** medizinische Gummi

**Beschreibung:** sliding Stopper für biomedizinische Nadeln, benutzt als Tiefe Zeiger von Nadel Penetration

**Anmerkungen** andere Durchmesser auf Nachfrage verfügbar

COD.	GAUGES	ØKANÜLE	FARBE	ANMERKUNGEN
STOPP14G	14G	2,00 mm	Dunkel Grün	
STOPP15G	15G	1,80 mm	Blau	
STOPP16G	16G	1,60 mm	Weiß	auch koaxial Maß verfügbar
STOPP17G	17G	1,47 mm	Rot	
STOPP18G	18G	1,27 mm	Rosa	auch koaxial Maß verfügbar
STOPP19G	19G	1,10 mm	Beige	auch koaxial Maß verfügbar
STOPP20G	20G	0,90 mm	Gelb	auch koaxial Maß verfügbar
STOPP21G	21G	0,80 mm	Hell Grün	
STOPP22G	22G	0,70 mm	Schwarz	auch koaxial Maß verfügbar
STOPP23G	23G	0,60 mm	Hell Blau	
STOPP24G	24G	0,55 mm	Violett (Malve)	
STOPP25G	25G	0,50 mm	Orange	
STOPP26G	26G	0,45 mm	Braun	
STOPP27G	27G	0,40 mm	Grau	