



StopperStoppers medicali

STOPP

Minimo: 3.000 Colori: Vari colori Materiale: Gomma medicale Descrizione: Sliding stopper per aghi biomedicali, usato come indicatore della profondità di penetrazione dell'ago. Note Disponibile anche altri diametri su richiesta.

COD.	GAUGES	ØCANULA	COLORE	NOTE
STOPP14G	14G	2,00 mm	Verde scuro	
STOPP15G	15G	1,80 mm	Blu	
STOPP16G	16G	1,60 mm	Bianco	Disp. anche misura coassiale
STOPP17G	17G	1,47 mm	Rosso	
STOPP18G	18G	1,27 mm	Rosa	Disp. anche misura coassiale
STOPP19G	19G	1,10 mm	Beige	Disp. anche misura coassiale
STOPP20G	20G	0,90 mm	Giallo	Disp. anche misura coassiale
STOPP21G	21G	0,80 mm	Verde chiaro	
STOPP22G	22G	0,70 mm	Nero	Disp. anche misura coassiale
STOPP23G	23G	0,60 mm	Azzurro	
STOPP24G	24G	0,55 mm	Viola (Malva)	
STOPP25G	25G	0,50 mm	Arancione	
STOPP26G	26G	0,45 mm	Marrone	
STOPP27G	27G	0,40 mm	Grigio	