



Stopfen mit gewinde

T A P F I

Minimum: 3000

Farben: viele farben

Material: pc/abs

Beschreibung: stopfen mit gewinde

Anmerkungen

Auch in der blinden Version

COD.	GAUGES	ØKANÜLE	FARBE	ANMERKUNGEN
TAPFI14G	14G	2,00 mm	dunkel grün	
TAPFI14CS	14GC	2,10 mm	dunkel grün	
TAPFI16G	16G	1,60 mm	weiß	
TAPFI18G	18G	1,27 mm	Rosa	
TAPFI18CS	18GC	1,52 mm	Rosa	
TAPFI20G	20G	0,90 mm	gelb	
TAPFI20C	20GC	1,15 mm	gelb	