



## Tappo ottagonale

### Tappi medicali

T A P R E T O T

**Minimo:** 3.000

**Colori:** Vari colori

**Materiale:** PC - Policarbonato medicale

**Descrizione:** Tappo ottagonale, specifico per conetto ottagonale

COD.	GAUGES	ØCANULA	COLORE	NOTE
TAPRETOT14	14G	1,70 mm	Verde scuro	per con. ottagonale
TAPRETOT15	15G	1,50 mm	Blu	per con. ottagonale
TAPRETOT16	16G	1,30 mm	Bianco	per con. ottagonale
TAPRETOT17	17G	1,10 mm	Rosso	per con. ottagonale
TAPRETOT18	18G	1,00 mm	Rosa	per con. ottagonale
TAPRETOT19	19G	0,80 mm	Beige	per con. ottagonale
TAPRETOT20	20G	0,65 mm	Giallo	per con. ottagonale
TAPRETOT21	21G	0,55 mm	Verde chiaro	per con. ottagonale
TAPRETOT22	22G	0,45 mm	Nero	per con. ottagonale
TAPRETOT23	23G	0,35 mm	Azzurro	per con. ottagonale
TAPRETOT24	24G	0,35 mm	Viola (Malva)	per con. ottagonale
TAPRETOT25	25G	0,30 mm	Arancione	per con. ottagonale
TAPRETOT26	26G	0,30 mm	Marrone	per con. ottagonale
TAPRETOT27	27G	0,25 mm	Grigio	per con. ottagonale