



## Quick release stopfen® Medizinische stopfen

T A P R E T Q

**Minimo:** 3.000

**Farben:** viele farben

**Material:** PC

**Beschreibung:** rechteckig stopfen mit quick release® system für nadel-griff: rechteckig, anatomisch & lullaby

**Anmerkungen:** schnell haken system quick release® patentiert

COD.	GAUGES	ØKANÜLE	FARBE	ANMERKUNGEN
TAPRETQ14	14G	1,70 mm	dunkel grün	für rechteckigen und lullaby nadel-griff
TAPRETQ15	15G	1,50 mm	blau	für rechteckigen und lullaby nadel-griff
TAPRETQ16	16G	1,30 mm	weiß	für rechteckigen und lullaby nadel-griff
TAPRETQ17	17G	1,10 mm	rot	für rechteckigen und lullaby nadel-griff
TAPRETQ18	18G	1,00 mm	rosa	für rechteckigen und lullaby nadel-griff
TAPRETQ19	19G	0,80 mm	beige	für rechteckigen und lullaby nadel-griff
TAPRETQ20	20G	0,65 mm	gelb	für rechteckigen und lullaby nadel-griff
TAPRETQ21	21G	0,55 mm	hell grün	für rechteckigen und lullaby nadel-griff
TAPRETQ22	22G	0,45 mm	schwarz	für rechteckigen und lullaby nadel-griff
TAPRETQ23	23G	0,35 mm	hell blau	für rechteckigen und lullaby nadel-griff
TAPRETQ24	24G	0,35 mm	violett (malve)	für rechteckigen und lullaby nadel-griff
TAPRETQ25	25G	0,30 mm	orange	für rechteckigen und lullaby nadel-griff
TAPRETQ26	26G	0,30 mm	braun	für rechteckigen und lullaby nadel-griff
TAPRETQ27	27G	0,25 mm	grau	für rechteckigen und lullaby nadel-griff