



Rechteckig stopfen Medizinische stopfen

T A P R E T

Minimum: 3.000 **Farben:** viele farben **Material:** abs

Beschreibung: rechteckig stopfen - nadel-griff: rechteckig und anatomisch

Erwarte: rechteckig und anatomisch nadel-griff, stopper und flügel

COD.	GAUGES	ØKANÜLE	FARBE	ANMERKUNGEN
TAPRET14	14G	1,70 mm	dunkel grün	für rechteckigen und anatomischen nadel-griff auch koaxial maß verfügbar
TAPRET15	15G	1,50 mm	blau	für rechteckigen und anatomischen nadel-griff
TAPRET16	16G	1,30 mm	weiß	für rechteckigen und anatomischen nadel-griff auch koaxial maß verfügbar
TAPRET17	17G	1,10 mm	rot	für rechteckigen und anatomischen nadel-griff
TAPRET18	18G	1,00 mm	rosa	für rechteckigen und anatomischen nadel-griff auch koaxial maß verfügbar
TAPRET19	19G	0,80 mm	beige	für rechteckigen und anatomischen nadel-griff auch koaxial maß verfügbar
TAPRET20	20G	0,65 mm	gelb	für rechteckigen und anatomischen nadel-griff auch koaxial maß verfügbar
TAPRET21	21G	0,55 mm	hell grün	für rechteckigen und anatomischen nadel-griff
TAPRET22	22G	0,45 mm	schwarz	für rechteckigen und anatomischen nadel-griff
TAPRET23	23G	0,35 mm	hell blau	für rechteckigen und anatomischen nadel-griff
TAPRET24	24G	0,35 mm	violett (malve)	für rechteckigen und anatomischen nadel-griff
TAPRET25	25G	0,30 mm	orange	für rechteckigen und anatomischen nadel-griff
TAPRET26	26G	0,30 mm	braun	für rechteckigen und anatomischen nadel-griff
TAPRET27	27G	0,25 mm	grau	für rechteckigen und anatomischen nadel-griff