



## Tappo tondo

### Tappi medicali

**T A P T O N**

**Minimo:** 3.000

**Colori:** Vari colori

**Materiale:** ABS medicale

**Descrizione** Tappo tondo

**Note:** Per conetto tondo

COD.	GAUGES	ØCANULA	COLORE	NOTE	
TAPTON14	14G	1,70 mm	Verde scuro	Per conetti tondi	Disp. anche misura coassiale
TAPTON15	15G	1,50 mm	Blu	Per conetti tondi	
TAPTON16	16G	1,30 mm	Bianco	Per conetti tondi	Disp. anche misura coassiale
TAPTON17	17G	1,10 mm	Rosso	Per conetti tondi	
TAPTON18	18G	1,00 mm	Rosa	Per conetti tondi	Disp. anche misura coassiale
TAPTON19	19G	0,80 mm	Beige	Per conetti tondi	Disp. anche misura coassiale
TAPTON20	20G	0,65 mm	Giallo	Per conetti tondi	Disp. anche misura coassiale
TAPTON21	21G	0,55 mm	Verde chiaro	Per conetti tondi	
TAPTON22	22G	0,45 mm	Nero	Per conetti tondi	
TAPTON23	23G	0,35 mm	Azzurro	Per conetti tondi	
TAPTON24	24G	0,35 mm	Viola (Malva)	Per conetti tondi	
TAPTON25	25G	0,30 mm	Arancione	Per conetti tondi	
TAPTON26	26G	0,30 mm	Marrone	Per conetti tondi	
TAPTON27	27G	0,25 mm	Grigio	Per conetti tondi	