



Äußere Luer Rohr Anschluss Medizinische Anschluss

S T 2 3 4

Minimum : 3.000

Farben: Weiß

Material: Nylon

Beschreibung

Äußere Luer Rohr Anschluss

Anmerkungen

Andere materialen, größe und farben auf nachfrage verfügbar

COD.	GAUGES	ØKANÜLE	FARBEN	ANMERKUNGEN
234_16	1,6 mm	/	Weiß	
234_24	2,4 mm	/	Weiß	
234_32	3,2 mm	/	Weiß	
234_40	4,0 mm	/	Weiß	
234_48	4,8 mm	/	Weiß	
234_64	6,4 mm	/	Weiß	
234_64S	6,4 mm	/	Weiß	