OEM MEDICAL
MEDICAL COMPONENTS



Conetto rettangolare

Conetti medicali

CONRET

Minimo: 3.000 pz **Colori:** Trasparente
Materiale: PC
Descrizione: Conetto rettangolare, impugnatura per ago biopsia
Note: Disponibile anche in altri materiali, colori e dimensioni su richiesta

COD.	GAUGES	ØCANULA	COLORE	NOTE
CONRET13	13G	2,42 mm	Trasparente	Non necessita di inserimento boccola
CONRET14	14G	2,00 mm	Trasparente	Non necessita di inserimento boccola
CONRET15	15G	1,80 mm	Trasparente	Non necessita di inserimento boccola
CONRET16	16G	1,60 mm	Trasparente	Non necessita di inserimento boccola
CONRETCS	DA 17G A 27G	Universal	Trasparente	